


KENA VISITEUR

DONNÉES TECHNIQUES

a	Largeur d'assise
A	Largeur totale
p	Profondeur d'assise
P	Profondeur totale
h	Hauteur de l'assise
H	Hauteur total
Kg	Poids en Kg
d	Dimensions
Ta	Tissu de l'assise
Tr	Tissu du dossier
Pa	Cuir de l'assise
Pr	Cuir du dossier



a	40	A	55
p	46	P	56
h	43	H	83
Kg	6.6	d	60x60x90
Ta	0.5	Tr	0.25
Pa	0.56	Pr	0.84

DESCRIPTION

Le siège visiteur du modèle Kena est monté sur 4 pieds.

À l'ensemble, s'ajoute une assise et un dossier injecté en polypropylène qui pourra, en option, porter un caoutchouc-mousse de blocage, sur lequel est posé le tissu.

Le dossier est fixé à la structure en aluminium par un système de queues d'aronde.



Siège visiteur 4 pieds

GAMME



CERTIFICATIONS ET RÉGLEMENTATIONS

